

Ultra-Etch® foszforsav

- 35%-os foszforsav
- Ideális viszkozitású, könnyen lemosható
- Páratlan dentin- és zománckondicionáló anyag

Sokkal konzervatívabb sav, 1,5-2,0 mikron dentin decalcifikáció érhető el 15mp-es savazással. A legtöbb foszforsav 3-5 mikron mélységre savaz, amely a bond hiányos impregnációjához vezethet. Felhasználható direkt és indirekt restaurációkhoz, barázdazárás-, és csapberagasztás előtt a felszínek kondicionálásához.

**Kiszerezés: UP-168 Ultra-Etch 1,2ml
UP-685 Ultra-Etch Indispense 30ml**

