



Manisoft®



A kímélő folyékony szappan

- Kéztisztításhoz
- Betegfürdetéshez



- Bőrsemleges
- Bőr kímélő
- Gyengéden tisztít
- Gazdaságos felhasználás

Health Care Division

Manisoft®

A Manisoft® folyékony szappan a bőrkímélő tisztításhoz.
Különösen ajánljuk a napi kéztisztításhoz, mivel használata a bőr savas védőrétegét nem károsítja.



A Manisoft® bőrsemleges pH értékkel, magas tisztítóhatással rendelkezik és sokoldalúan felhasználható anélkül, hogy a bőr egyensúlyát felborítaná.

Szolgáltatásaink:

- Optimálisan egymásra hangolt ápolókomponensek felhasználása.
- Bőrbarát 5,8 pH érték.
- Gondosan kiválasztott illatanyag.
- Szappanmentes.
- Könnyű, higiénikus használat a Dermados fali adagolókkal.
- Kiemelkedő a biológiai lebomlása.

Felhasználó előnyei:

- Gyengéden tisztítja a bőrt.
- Használatával a bőr megkapja a természetes sav védőköpenyt.
- Kellemes, vonzó illatú.
- Különösen jól használhatják azok, akiknél ismert a szappanallergia.
- A csökkentett csomagolási súly kíméli a pénztárcát és a csomagolási hulladékot is minimalizálja ezáltal.
- A Manisoft® használata higiénikus.
- Nem szükséges áttölteni kisebb tárolóedénybe.
- Használatával Önök is hozzájárulnak a környezet kíméléséhez.

Felhasználási területei:

- Kórházakban, orvosi gyakorlatban, idősok otthonában, ápolási intézményekben.
- Orvosok, ápoló személyzet és betegek számára, újszülöttek, gyermekek, és felnőttek részére egyaránt alkalmazható (műtét előtt, inkontinencia esetén dezodorálás céljából).

Felhasználási kör:

- A bőrbarát kéztisztításhoz gyakori kézmosás esetén, különösen a műtėti bemosakodás előtti vagy a higiénés kézfertőtlenítést követően.
- Mosakodáshoz és tusoláshoz.
- Fürdéshez, fürdetéshez.
- Eltávolítja a kenőcs maradványát is.

Alkalmazás:

- Kéztisztításhoz az adagoló segítségével kis mennyiségű Manisoft® folyékony szappant a kezekre juttatunk és vízzel felhabosítjuk.
- Testlemosáshoz: az adagoló segítségével kis mennyiségű Manisoft® folyékony szappant nedves szivacsra, mosdókesztyűre, vagy közvetlenül a nedves a testfelületre juttatunk, majd víz hozzáadásával lemosunk a testfelületet.
- Habfürdőként is használhatjuk. Tegyük belőle a kádba akár a vízzel való felengedés előtt, akár a vízzel teli kádba.

Kiszerezés:

- 500 ml-es adagolóflakon
24 x 500 ml
- 6 literes műanyagkanna
1 x 6 l

A könnyű higiénikus használatra ajánljuk fali adagolókat:

Dermados®-S fali adagoló 500 ml-es 1 db

Eltarthatóság:

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban 2 évig eltartható.

Összetétel:

Víz, Sodium Laureth Sulfate, Lauryl glucoside, PEG-7, Glyceril cocoate, Ammonium Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Benzoate, Laureth-2, Propylene Glicol, PEG-55 Propylene Glycol Oleate, Parfum, CI 42051.

Fenti összetételének köszönhetően a Manisoft® garantálja a bőr természetes zsíradékanyagainak megőrzését, így a bőr a Manisoft® rendszeres használata mellett is sima és rugalmas marad.

Csíraszám csökkentő hatású!

Szaktelemény:

A Manisoft® készítményt toxikológiai szempontból bevizsgálták és jóváhagyták

Kérelemre szívesen rendelkezésükre bocsátjuk szakteleményünket.

Engedélyezési szám:

862/2002 OÉTI

Ecolab komplett kézhigiéne:

- Skinman soft N higiénés és sebészeti kézfertőtlenítőszer
- Skinman asept higiénés és sebészeti kézfertőtlenítőszer
- Skinsan scrub kézmosó és tisztítóhab
- Spítagegel
- Spitaderm higiénés és sebészeti kézfertőtlenítőszer

- Manisoft folyékony szappan,
- Seraman sensitiv folyékony szappan
- Seraman sensitiv hab
- Silonda méhviaszos kézvédőkrém
- Silonda lipid kézvédőkrém
- Dermados adagoló

ECOLAB®

Ecolab-Hygiene Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Telefon: 06-1-325-3507
Telefax: 06-1-325-3534